




TALA PÉLVICA



VISÃO GERAL

A tala pélvica consiste em uma tira central feita de neoprene com duas tiras passando por uma fivela central. Quando alinhada ao redor da pelve e uma força considerável é aplicada, a pelve pode ser estabilizada com sucesso.

DESCRIPTIVO

Tala pélvica em tira central de Neoprene, sem costura externa, tamanho único medindo aproximadamente 1,26 X 19 cm, peso aproximado de 250 gramas, permite ser cortada com tesoura; tiras de velcro para fixação com fivela central, quando alinhado em torno da pelve e uma força compressiva é aplicada para que a estabilização da pelve seja pode ser alcançada. Cor padrão (amarelo) e tático (preto). ANVISA 80208360066

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Uma faixa de neoprene sem pontos internos que visa reduzir o risco de úlcera por pressão e dano ao tecido

- As tiras de aperto são fixadas ao neoprene usando um material de gancho seguro.
- O dispositivo é de tamanho único e pode ser cortado com tesouras.
- O dispositivo pode ser aplicado e ajustado por uma única pessoa.
- O dispositivo permite acesso ao abdômen e à virilha para cateterismo urinário e acesso à veia femoral.
- O dispositivo é de uso único (descartável).
- Código do produto: PR0400 (padrão)/PRO410 (tático)



ESPECIFICAÇÕES



Dimensões: 1260 mm x 190 mm



Peso: Abaixo de 250 g



Vida útil de prateleira do produto: 5 anos

DISTRIBUIDO POR:



Site: www.cathcare.com.br
Facebook: [/CathCareOficial](https://www.facebook.com/CathCareOficial)
Instagram: [@CathCareOficial](https://www.instagram.com/CathCareOficial)

COMERCIALIZADO POR:



Matriz: R. Ewerton Visco, 324, 12º A., Caminho das Árvores, Salvador - BA - CEP 41.820-022 Tel.: 71 3341-4775
Sudeste: Rua do Paraíso, 441 - Paraíso, São Paulo - SP - CEP 04.103-000 Tel.: 11 3884-7812
Site: www.hemocat.com.br Facebook: [/hemocatbrasil](https://www.facebook.com/hemocatbrasil) LinkedIn: [/company/hemocatbrasil](https://www.linkedin.com/company/hemocatbrasil)