



Soluções em  
**Bandagens Israelense**



# Conheça a Bandagem Israelense Modelo FCP

A linha de bandagens israelense da Cath-Care, fornece controle e tratamento imediato de hemorragias, feridas causadas por acidentes e podem ser utilizadas para realizar imobilização de membros.

## Especificações

- ✓ Sistema Stop-N-Go – maior praticidade na abertura e na colocação da bandagem.
- ✓ Aplica de 12-25kg de pressão sobre a ferida, dependendo do modelo.
- ✓ Bandagem multifuncional para uso em vários tipos de feridas e amputações.
- ✓ Embalagem selada a vácuo, compacta, leve, durável e a prova d'água.
- ✓ Estéril, validade de 8- anos (shelf life) o maior do mercado.
- ✓ Barra de pressão integrada exerce pressão direta e imediata sobre a ferida.
- ✓ Curativo não aderente, eliminando a dor durante a remoção e prevenindo a reabertura da ferida.
- ✓ Alto padrão confirmado pelo exército americano há 25 anos e outras entidades militares e civis.



As mortes por hemorragia são comuns e evitáveis desde que o tratamento adequado seja realizado desde o momento do ferimento. A bandagem de emergência eleva o nível de controle da hemorragia, pois incorpora diversas características em um só produto de maneira eficaz e ágil.



Veja mais características das  
**Bandagens FCP**



Embalagem Primária



Embalagem Secundária



Barra de Pressão



Manga de auto-aplicação



Sistema "Stop N Go"



Barra de Fechamento

## Indicação Bandagem

Hemorragias diversas causadas por ferimentos (acidentes de trânsito, de trabalho, domiciliares, disparos e esfaqueamentos).



Torniquete (improvisado)

*Obs. Não substitui o torniquete tático.*



Cabeça e Pescoço



Axila



Tipoia



Amputação



Virilha



## Bandagem FCP Emergência

ANVISA: 81626440026

| Referência  | Modelo | Largura                                      |
|-------------|--------|----------------------------------------------|
| 200.200.032 | FCP 03 | 10cm                                         |
| 200.200.034 | FCP 06 | 15cm                                         |
| 200.200.037 | FCP 10 | 30cm (com curativo para grandes áreas)       |
| 200.200.038 | FCP 11 | 10cm (com curativo duplo de entrada e saída) |
| 200.200.039 | FCP 12 | 15cm (com curativo duplo de entrada e saída) |



## Bandagem FCP Militar

ANVISA: 81626440026

| Referência  | Modelo | Largura                                      |
|-------------|--------|----------------------------------------------|
| 200.200.030 | FCP 01 | 10cm                                         |
| 200.200.031 | FCP 02 | 15cm                                         |
| 200.200.033 | FCP 05 | 15cm (com curativo duplo de entrada e saída) |
| 200.200.035 | FCP 07 | 10cm (com curativo duplo de entrada e saída) |
| 200.200.036 | FCP 09 | 30cm (com curativo para grandes áreas)       |



Cada embalagem contém um curativo estéril (zobec), uma bandagem elástica e uma barra de fechamento fácil de usar.

# Conheça a Bandagem Israelense Modelo Woundstop

As bandagens WoundStop são indicadas para:

- Controlar a perda de sangue
- Cobertura de feridas

Compactas, leves, seladas a vácuo e adequadas para kits de emergência de primeiros socorros.

A WoundStop pode ser usada em qualquer parte do corpo, seu design exclusivo permite fácil auto-aplicação.

## Especificações

- ✓ Bandagem SEM barra de pressão para trauma.
- ✓ Pode aplicar **12+ kg de pressão** sobre a ferida.
- ✓ Bandagem multi-funcional para várias feridas.
- ✓ Embalagem selada a vácuo, compacta, leve, durável e a prova d'água.
- ✓ Estéril e com validade de 8 anos.
- ✓ Curativo não aderente, eliminando a dor durante a remoção e prevenindo a reabertura da ferida.
- ✓ Com trava de fechamento dispensando o uso de fitas.



# Bandagem WoundStope Home Care

ANVISA 81626440025



✓ Ideal para uso domiciliar, em serviços de home care e clínicas.



Referência

Modelo

200.200.025 Home Care1 10cm de largura, embalado a vácuo e com zobec com 15cm de comprimento.



As bandagens israelenses são amplamente utilizadas por equipes de emergência (militar, policial e civil). Padronizada em kits individuais da IFAK (Individual First Aid Kit) e recomendado pelas diretrizes da Tactical Emergency Trauma Care.

Fabricado por

